


Eyer[®]

MANUAL DE USUARIO



 P H E L C O M

Rx ONLY



CONTENIDO

1. Conformidad	5
1.1. Directrices de Seguridad	5
1.2. Uso previsto	6
1.3. Usuarios previstos	6
1.4. Población de pacientes prevista	7
1.5. Beneficios clínicos	7
1.6. Contraindicaciones y limitaciones	7
2. Introducción	9
2.1. Uso	9
2.2. Resumen	9
2.3. Configuración y conexiones eléctricas	10
3. Eyer®	13
3.1. Características del dispositivo	13
3.1.1. Funcionamiento	14
3.2. Aplicación	15
3.2.1. Pantalla de acceso e inicio de sesión del dispositivo	15
3.2.1.1. Pacientes	20
3.2.1.1.1. Creación de perfiles de pacientes a través de Eyer®	20
3.2.1.1.2. Datos personales del paciente	22
3.2.1.1.2.1. Datos	22
3.2.1.1.2.2. Eliminar un perfil de paciente a través de Eyer®	23
3.2.1.1.2.3. Exámenes	24
3.2.1.1.2.4. Crear un examen a través de Eyer®	24
3.2.1.1.2.5. Pantalla de captura de imágenes	25
3.2.1.1.2.6. Imágenes capturadas	28
3.2.1.1.2.6.1. Error de sincronización	30
3.2.1.1.2.7. Análisis y edición de imágenes a través de Eyer®	31
3.2.1.1.2.7.1. Recorte	32
3.2.1.1.2.7.2. Medición de imagen	32
3.2.1.1.2.7.3. Rotación de imagen	33
3.2.1.1.2.7.4. Ajustes	33
3.2.1.1.2.8. Eliminar imágenes a través de Eyer®	34
3.2.1.1.2.9. Eliminar exámenes a través de Eyer®	34
3.2.1.1.2.10. Creación y edición de diagnósticos a través de Eyer®	35
3.2.1.1.2.11. Enviar archivos por mail	38
3.2.1.1.2.12. Configuración de la impresora del dispositivo	38
3.2.1.2. Exámenes	39
3.2.1.3. Opciones	40
3.2.1.3.1. Clínica	40
3.2.1.3.2. Sistema	41
3.2.1.3.2.1. Logs	41
3.2.1.3.2.2. Configuraciones Predeterminadas	42
3.2.1.3.2.3. Idioma	43
3.2.1.3.2.4. Términos y Condiciones de Uso	43
3.2.1.3.3. Dispositivo	44
3.2.1.3.3.1. Calibración	45


3.2.1.3.3.2. Sobre	45
3.2.1.3.3.3. Manual de Usuario	46
3.2.1.3.4. Servidores	46
3.2.1.3.4.1. Configuración Común de Servidores	47
3.2.1.3.4.2. Configuración de servidores DICOM	48
3.2.1.3.4.3. Configuración de servidores FTP	48
3.2.1.3.4.4. Configuración de servidores SMB/CIFS	49
3.2.1.3.4.5. Información del archivo DICOM	49
4. Realización de exámenes	52
4.1. Segmento posterior	52
4.2. Segmento anterior	54
5. Mantenimiento, manipulación y desinfección	55
6. Embalaje, almacenamiento, transporte, selección del sitio, condiciones de funcionamiento y ambientales	56
7. Accesorios y partes complementarias	57
7.1. Partes complementarias	57
7.2. Accesorios	57
8. Eliminación	58
9. Cables y conexiones	59
9.1. Cables	59
9.2. Conexiones	59
10. Información técnica	61
10.1. Características ópticas	61
10.2. Características eléctricas	62
11. Precauciones	64
12. Guía de solución de problemas	65
13. Normas de Seguridad Electromagnética	67
13.1. Declaración y Directrices del Proveedor – Emisiones Electromagnéticas	67
13.2. Declaración y Directrices del Proveedor – Inmunidad Electromagnética	68
13.3. Distancias de separación mínimas recomendadas entre equipos móviles de comunicación por RF y el dispositivo Eyer®	70
13.4. Interferencia de Radiofrecuencia	71
14. Biocompatibilidad	72
15. Glosario y símbolos	73
16. Período de Garantía	75

1. Conformidad

Phelcom Technologies desarrolló este dispositivo conforme con los estándares mundiales de calidad, priorizando la seguridad del paciente y del operador, la compatibilidad electromagnética y un flujo operativo amigable, haciendo que el Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] sea seguro, confiable y robusto, satisfaciendo las demandas más variadas de imágenes de fondo de ojo para fines diagnósticos y de cribado.

1.1. Directrices de Seguridad

El Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] es un dispositivo de bajo riesgo que cumple con todos los requisitos de las normas ISO 15004-2020, ISO 10940:2009 y ANSI Z80.36-2016, siendo clasificado como cámara para fondo de ojos de Grupo 1. Esto significa que no existe ningún riesgo para los pacientes relacionado con la iluminación durante la obtención de imágenes de la retina. Aun así, recomendamos encarecidamente seguir las siguientes pautas:

- Siga la información de las etiquetas y lea atentamente este Manual de Usuario antes de encender y utilizar este dispositivo. Donde sea que aparezca el símbolo , lea atentamente todas las recomendaciones sugeridas;
- Este dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas inflamables que contengan aire, oxígeno y óxido nitroso;
- El producto debe utilizarse como herramienta de diagnóstico para enfermedades oculares, sin función de tratamiento;
- La utilización del dispositivo no requiere que el operador utilice un dispositivo de protección individual. Sin embargo, en condiciones adversas es opcional el uso de un dispositivo de protección;
- Guarde el dispositivo en un lugar seguro. Evite golpes y vibraciones;
- No limpiar con soluciones abrasivas. Siga el procedimiento de desinfección incluido en este manual;
- Evite la filtración de cualquier líquido o cualquier material particulado dentro del dispositivo;
- No utilice componentes que no sean mencionados en este manual, ya que pueden dañar el dispositivo, causando la anulación de la garantía;
- Evite exponer el dispositivo a cambios bruscos de temperatura y humedad, ya que pueden causar condensación en las lentes, lo que compromete al desempeño óptico;
- Una parte frágil del sistema queda expuesta cuando se desconecta del

smartphone. Tenga mucho cuidado para evitar daños en los componentes ópticos, como rayones, polvo, aceite o cualquier otra suciedad que comprometa el desempeño del dispositivo;

- El usuario es totalmente responsable del uso de cualquier parte, accesorio o material no especificado;
- Evite caídas y golpes para prolongar la vida útil del dispositivo. Los daños causados por caídas o golpes no están cubiertos por la garantía;
- El dispositivo no debe utilizarse en caso de que algún componente esté dañado. Póngase en contacto con el personal técnico de **Phelcom** para solicitar una reparación;
- No desarme nunca el dispositivo, ya que puede dañar las partes ópticas y electrónicas, así como los mecanismos frágiles.
- Póngase en contacto con el soporte técnico de **Phelcom** cuando exista algún problema relacionado con el dispositivo;
- El dispositivo debe utilizarse en instalaciones clínicas/hospitalarias o en campañas itinerantes “de campo” con un operador capacitado.

1.2. Uso previsto

El Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] es una cámara digital médica no midriático, un smartphone Samsung Galaxy S10 para capturar imágenes y videos digitales de fondo de ojo humano, la superficie del ojo humano y las zonas circundantes.

1.3. Usuarios previstos

El dispositivo solo puede ser operado por personas debidamente capacitadas, que estén familiarizadas con cámaras de fondo de ojo, oftalmoscopios, etc., o que tengan los conocimientos necesarios operar el dispositivo o un dispositivo similar. Este dispositivo solo puede utilizarse de acuerdo con su uso previsto.

1.4. Población de pacientes prevista

Se puede tomar imágenes a todos los pacientes con el Retinógrafo Portátil **Eyer**[®].

1.5. Beneficios clínicos

El Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] puede operarse de **forma no midriática**. Con el Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] las **imágenes digitales** pueden ser almacenadas para fines de seguimiento o consulta. El campo de visión es de más de 100 grados, lo que permite un diagnóstico detallado. El manejo del Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] se puede aprender rápidamente, e incluso un operador cámara sin experiencia puede

capturar imágenes con suficiente calidad para fines de detección rápida.

El Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] proporciona versatilidad para diagnosticar diferentes grupos de pacientes que no pueden sentarse frente a una cámara de fondo de ojo de escritorio (por ejemplo, pacientes en decúbito supino o en silla de ruedas).

Debido a su pequeño tamaño y portabilidad, el Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] también se puede utilizar para visitas de atención domiciliaria o para campañas de detección remota.

1.6. Contraindicaciones y limitaciones

Debido a que la exposición prolongada a la luz intensa puede dañar la retina, el uso del dispositivo para el examen ocular no debe prolongarse de forma innecesaria y la configuración del brillo no debe exceder de lo necesario para proporcionar una visualización clara de las estructuras objetivo.

La dosis de exposición de la retina para un riesgo fotoquímico es el producto entre la radiancia y el tiempo de exposición. Si el valor de la radiancia se redujera a la mitad, se necesitaría el doble de tiempo para alcanzar el límite de exposición máximo.

Si bien no se han identificado riesgos de radiación óptica aguda para el oftalmoscopio ya sea de forma directa o indirecta, se recomienda que la intensidad de la luz que se dirige a los ojos del paciente se limite al nivel mínimo necesario para el diagnóstico. Los niños y las personas con afaquia o enfermedades oculares estarán expuestos a un mayor riesgo. El riesgo también puede aumentar si la persona examinada ha estado expuesta al mismo instrumento o a cualquier otro instrumento oftálmico que utilice una fuente de luz visible durante las últimas 24 horas. Esto se aplicará especialmente si el ojo ha sido expuesto a fotografías de la retina.

El Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] está clasificado como de Grupo 1 según la norma ANSI Z80.36:2016. El tiempo de uso diario y el número máximo de pulsos permitidos se calcula en función de los resultados de la clasificación óptica según la norma ANSI Z80.36:2016.

2. Introducción

Al adquirir **Eyer**[®], usted opta por un diseño moderno, preciso y confiable para realizar exámenes oftalmológicos de alta calidad, de acuerdo con las más estrictas normas de seguridad.

2.1. Uso

El Retinógrafo Portátil **Eyer**[®] es un dispositivo que proporciona iluminación en las partes anterior y posterior del ojo humano. Permite obtener imágenes de tales estructuras para diagnosticar enfermedades en esas regiones. Hay tres exámenes disponibles: retinografía a color, retinografía libre de rojo e imágenes del segmento ocular anterior.

La ventaja de **Eyer**[®], en comparación con otros dispositivos, es la movilidad, el uso, los exámenes de calidad y su muy alta conectividad.



La obtención de imágenes de fondo de ojo requiere que el equipamiento sea operado por personal formado y capacitado. El operador es responsable de aprender las técnicas aplicadas a este sistema.

El dispositivo fue diseñado para utilizarse en instalaciones clínicas/hospitalarias y para el examen de pacientes durante tareas de campo. Su uso no implica efectos adversos o secundarios.

Este Manual de Usuario contiene información sobre el montaje, las conexiones, los ajustes, el funcionamiento y el mantenimiento para permitir una plena utilización del dispositivo. Esperamos que lea todo el contenido y mantenga el manual accesible para referencias y verificaciones.

En caso de cualquier información, duda, sugerencia o reclamo sobre los componentes del dispositivo, póngase en contacto con **Phelcom**. Cuente siempre con el personal técnico para ayudarlo y guiarlo, maximizando la utilidad del dispositivo.

2.2. Resumen

El dispositivo **Eyer**[®] puede utilizarse en instalaciones clínicas/hospitalarias y para el

examen de pacientes durante tareas de campo. La temperatura ambiente no puede superar los 40°C (104°F). Para asegurar un funcionamiento adecuado, **Eyer®** debe ser instalado correctamente de acuerdo con las siguientes condiciones:

- El dispositivo no debe exponerse a fuentes de calor ni colocarse en áreas expuestas al agua o la humedad;
- Evitar que permanezca por períodos prolongados bajo la incidencia directa de los rayos solares.

2.3. Configuración y conexiones eléctricas

Eyer® se suministra por separado del smartphone. Antes del primer uso, los técnicos calificados y autorizados por el proveedor deben instalar el smartphone y la aplicación para garantizar que el dispositivo funcione perfectamente. Comuníquese con **Phelcom** para obtener mayor información sobre la configuración inicial. También puede proporcionar acceso remoto al personal de **Phelcom** para posibilitar el mantenimiento y la solución de problemas de la aplicación.

La fuente de alimentación de **Eyer®** es la batería del smartphone. No tiene conexión a la red eléctrica. Cuando no se utiliza para tomar imágenes, el smartphone se puede conectar a una base de soporte mecánico pasivo y conectarlo a su cargador original, lo que facilita la recarga de la batería.



Para los procedimientos de carga de la batería, utilice únicamente el cargador original suministrado con el smartphone o uno compatible que cumpla con todas las directivas de seguridad aplicables.



No es posible acceder a la pantalla de examinación durante la carga de la batería. En caso de que la batería del smartphone se descargue por completo, puede ser necesario retirar el smartphone y cargarlo aparte con su cargador original.

La imagen 1 muestra el dispositivo en su base accesoria.




Imagen 1: Dispositivo en su base accesoria.



La fuente de carga del dispositivo es la conexión USB-C 3.1 del smartphone, la cual debe cumplir con todos los estándares de protocolo.

La configuración de la aplicación **Eyer**® para smartphones se realiza según los pasos descritos en la sección 2.2. Los requisitos mínimos del smartphone se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: **Requisitos mínimos para el smartphone.**

Sistema Operativo	Android Nougat 9.0 Pie
Pantalla	6.1 pulgadas AMOLED 1440X3640 (~550 ppi)
Procesador	Qualcomm Snapdragon 885 o Samsung Exynos 9820
Almacenamiento	64 GB (UFS 2.1)
RAM	4 GB
Cámara Trasera	12MP Dual Pixel, f/1.5 2.4-micropixeles OIS, control manual. La cámara debe estar ubicada a uno de los costados respecto del centro del smartphone.
Conectividad	Wi-Fi 802. 11ac MIMO, USB-C

Fuente de carga	USB - C carga rápida
Batería	3400mAh
Resistencia al agua	Clasificación IP 68
Dimensiones	149.9 x 70.4 x 7.8mm
Peso	157 g

De acuerdo con los requisitos mínimos, los smartphones más adecuados disponibles en el mercado son los Samsung Galaxy S10.

3. Eyer®

Eyer® es simple y fácil de usar. A continuación, se presentan los detalles del dispositivo y la aplicación y el flujo operativo:

3.1. Características del dispositivo

Las imágenes 2 a la 6 presentan las características listadas a continuación:

1. Retinógrafo Portátil **Eyer®** con smartphone integrado;
2. Tapa protectora de la lente;
3. Tapa ocular;
4. Base accesoria (estación de carga);
5. Cargador y cable USB;
6. Smartphone compatible;
7. Cuerpo óptico;
8. Conexión de carga;
9. Compartimiento de la electrónica;
10. Sello de conformidad y etiqueta indeleble con información básica.




Imagen 2: **Eyer®** tapa protectora de la lente y tapa ocular.



Imagen 3: Base y cargador.



Imagen 4: Vista trasera del sistema con el smartphone conectado.



Imagen 5: Vista frontal del dispositivo con la tapa ocular conectada.



Imagen 6: Etiqueta de identificación del dispositivo adherida a la carcasa.

3.1.1. Funcionamiento

Luego de adquirir Eyer®, el usuario debe acceder a https://eyercloud.com/us_register para registrar una cuenta en el sistema. Toda la operación del dispositivo se realiza a través de una aplicación instalada en el smartphone, que se utiliza para ejecutar comandos, controles, para visualizar operaciones y resultados, así como para acceder a sistemas externos para compartir y almacenar imágenes.

El uso del dispositivo se divide en dos etapas: inicio de sesión / primer acceso del usuario y uso diario: registro de pacientes, creación de exámenes, realización de exámenes, manejo y organización de imágenes y elaboración de informes. La etapa preoperacional contiene actividades que son poco frecuentes o que solo se realizan en la configuración y el primer uso.

3.2. Aplicación

La aplicación de **Eyer**[®] es simple y funcional. Permite el registro de pacientes, la realización y organización de exámenes, elaboración de informes y edición de información. La información capturada y los exámenes se pueden sincronizar de forma segura mediante conexiones SMB/CIFS, DICOM o FPT, lo que permite la visualización de los datos y los exámenes fuera de la aplicación de Eyer. Para la sincronización de datos del paciente consulte la sección 3.2.1.3.4 Servidores para más detalles.

3.2.1. Pantalla de acceso e inicio de sesión del dispositivo

Con el smartphone encendido, el usuario debe esperar un minuto para que el sistema actualice sus funciones y esté en condiciones de utilizarse. Si se intenta acceder antes de este periodo de tiempo, se mostrará un mensaje como el de la imagen 7.




Imagen 7: Mensaje de arranque.

Después del arranque, arrastre la barra superior de Android como se muestra en la imagen 8, se abrirán las herramientas de acceso rápido, seleccione la opción Wi-Fi y configúrelo como se muestra en las imágenes 9 y 10. Acceda a las aplicaciones como en la imagen 11.




Imagen 8: Pantalla de inicio del dispositivo con la barra superior de Android.




Imagen 9: Herramientas de Acceso Rápido.



Imagen 10: Detalles Wi-Fi.




Imagen 11: Acceso rápido a aplicaciones.

Acceda a la aplicación mediante el ícono en la pantalla principal, imagen 8. La imagen 12 muestra la pantalla de carga del programa.



Imagen 12: Pantalla inicial de carga del sistema.

Al final del proceso aparece una pantalla para permitir que la aplicación acceda al dispositivo USB, marque la opción para utilizar de forma predeterminada y haga clic en "OK" (imagen 13). Seleccione el idioma (imagen 14), y luego se muestran los términos de uso y la política de privacidad (imagen 15). Léalos detenidamente antes de aceptar. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña creados anteriormente en EyerCloud en el enlace https://eyercloud.com/us_register (imagen 16), luego seleccione la clínica registrada (imagen 17). El usuario quedará registrado y deberá informar su código PIN para comenzar a utilizar la aplicación (imagen 18). Haga clic en el nombre de la clínica para cambiar de una clínica a otra (imagen 18).




Imagen 13: Configuración del dispositivo USB como predeterminado.



Imagen 14: Selección de idioma.




Imagen 15: Aceptar Términos de Uso.




Imagen 16: Pantalla de primer acceso de la aplicación.



Imagen 17: Selección de clínica para realizar exámenes.




Imagen 18: Pantalla de acceso de la aplicación.

Después de iniciar sesión, aparece una pantalla como se muestra en la imagen 19. Permite acceder a todas las funciones del sistema: pacientes, exámenes y opciones. Haga clic en el icono de sincronización ↻ para comprobar el estado de la transferencia (imagen 20).




Imagen 19: Pantalla de inicio para acceder a las funciones del sistema.




Imagen 20: Estado de transferencia del dispositivo.

La información de la clínica, lo usuarios y los dispositivos se gestionan en EyerCloud. El sistema EyerCloud permitirá al usuario controlar la información de la clínica que se imprime en el informe generado por el dispositivo y controlar el acceso al dispositivo, así como administrar la cuenta de usuario completa. Para la sincronización de datos del paciente consulte la sección 3.2.1.3.4 Servidores para más detalles.

3.2.1.1. Pacientes

Acceda a la opción 1, “Pacientes”, en la pantalla principal (imagen 19), para registrar, visualizar, modificar información, así como realizar exámenes y diagnósticos a través de la información del paciente.

3.2.1.1.1. Creación de perfiles de pacientes a través de Eyer®

Al seleccionar el icono 1 (imagen 19) se muestra una pantalla como la de la imagen 21. Aquí se muestra una lista de nombres de los pacientes registrados. Presione el botón  e introduzca información del paciente. Deben completarse los campos resaltados en la imagen 22.

1. **Nombre;**
2. **Apellido;**
3. **MRN – Número de Historia Clínica (opcional)**

Haga clic en el icono  para guardar la información y crear automáticamente un formulario de registro para el paciente.



Cuando se introduce el equivalente esférico del paciente en el campo “dioptrías esféricas” de su registro, el enfoque es automático cuando se abre la pantalla de captura.



Imagen 21: Pantalla de inicio para la opción "PACIENTES" de la imagen 19.



Imagen 22: Pantalla para la creación del perfil de paciente.



Haga clic en  para ordenar la lista de perfiles y elija una opción: Recientes, Creciente o Decreciente (imagen 23).



Imagen 23: Filtro para mostrar perfiles de pacientes.

3.2.1.1.2. Datos personales del paciente

La imagen 21 describe la pantalla que permite acceder a la información de los pacientes registrados. Se muestran como una lista en la que el usuario puede buscar por nombre, utilizando el icono  o desplazando la pantalla. Se crea un formulario de registro para cada paciente, con información personal y técnica, así como las imágenes capturadas.

3.2.1.1.2.1. Datos

Se puede acceder a cada formulario de registro de pacientes (imagen 24) a través de la pantalla que se muestra en la imagen 21, o automáticamente después de crear un nuevo perfil de paciente (sección 3.2.1.1.1 Creación de perfiles de pacientes a través de **Eyer**®). La información proporcionada la primera vez se recopila en la pestaña "DATOS", con las siguientes funciones:

1. Modificar información;
2. Sincronización;
3. Opciones
4. Crear un nuevo examen (sección 3.2.1.1.2.4 Creación de exámenes a través de **Eyer**®).



Imagen 24: Formulario de registro de pacientes en la pestaña "DATOS".

3.2.1.1.2.2. Eliminar un perfil de paciente a través de Eyer®

Seleccione el icono 3 (imagen 24) para eliminar un formulario de paciente. Haga clic en la opción "ELIMINAR" del menú desplegable (imagen 25). Para eliminar el perfil de Eyer® y conservarlo en sus servidores NO seleccione "Eliminar remoto" (imagen 26). Seleccione "Eliminar remoto" cuando desee eliminarlo de todos los lugares (imagen 27).



Imagen 25: Opción para eliminar el perfil del paciente.




Imagen 26: Eliminar el perfil del paciente de Eyer®.




Imagen 27: Eliminar el perfil del paciente de Eyer® y de los servidores configurados.

3.2.1.1.2.3. Exámenes


La imagen 28 muestra el formulario de registro de cada paciente, que contiene la pestaña "EXÁMENES". En la misma se listan los exámenes ordenados por fecha, hora, estado (cerrado o abierto) y las posibles imágenes e informes del examen. El icono  crea un examen para el perfil del paciente actual.



Imagen 28: Pestaña Exámenes.

3.2.1.1.2.4. Crear un examen a través de Eyer®




Seleccione el icono  en la pestaña “DATOS” o “EXÁMENES” (imagen 28) y aparecerá la pantalla de la imagen 29. La pestaña “DATOS” contiene el nombre del paciente, la fecha y hora del examen (haga clic en cualquier campo para modificarlo), un campo para escribir notas y un selector switch para pacientes con midriasis. El icono  abre la pantalla de captura de imágenes.



Imagen 29: Información para crear un nuevo examen.

3.2.1.1.2.5. Pantalla de captura de imágenes

Seleccione el icono  (imagen 29) y se abrirá la pantalla de la imagen 30. A continuación, los iconos que se pueden apreciar en la misma se especificarán según sus funciones.




Imagen 30: Pantalla de captura de imagen.




Imagen 31: Objetivos de fijación.




Imagen 32: Pantalla de captura del segmento anterior.

1. Selección de ojo

1.1 **OD** Indica que se examina el ojo derecho del paciente.

1.2 **OS** Indica que se examina el ojo izquierdo del paciente.

2. Enfoque automático

Los exámenes que se realizan sin conocimiento de las dioptrías del paciente requieren colocar el dispositivo (mismo procedimiento para realizar un examen que la sección 4. Realización de exámenes) y tocar la imagen del nervio óptico en la pantalla de visualización de imágenes.

El paciente verá un destello de luz blanca. No se produce captura de imagen en este punto, pero el dispositivo ajustará el enfoque para el ojo examinado. Retire el dispositivo **Eyer®** de la cara del paciente. Es posible tomar fotografías después de unos segundos si la pupila no está dilatada con gotas oftálmicas.

3. Selección del segmento

3.1 **RETINA** Indica captura de imagen del segmento posterior.


3.2 **ANTERIOR** Indica captura de imagen del segmento anterior. Esta función

tiene parámetros fijos. Solo es necesario seleccionar el ojo a examinar (imagen 32).

4.  **Galería de imágenes de exámenes**

5.  **Captura de imagen**

6.  **Enfoque manual**

Seleccione el icono  y arrastre la barra de ajuste hacia el valor deseado para indicar el número de dioptrías del paciente.



El enfoque de la imagen sigue el equivalente esférico del paciente.

7.  **Ajuste de iluminación**

La escala de iluminación varía de 1 a 5.

Haga clic en el icono  para ajustar la iluminación a través de la barra de ajuste.

Nivel ajustado	Nivel de emisión de luz	Ganancia de la cámara	Indicación de uso	Características funcionales
1	BAJO	100%	Los ojos muy claros o los tejidos de la retina con estructuras anormales de alto reflejo en la parte posterior del ojo pueden requerir este ajuste si son de color blanco o brillante.	Fotografías oscuras adecuadas para estructuras retinianas de colores claros.
2	MEDIO	100%	Ojos claros y retina normal.	Aumenta el contraste y la definición de los detalles en estructuras claras como la papila óptica.
3	ALTO	100%	Configuración estándar.	Ideal para tomar la

				primera captura de imagen y verificar si se debe realizar un ajuste.
5	ALTO	120%	Ojos oscuros o con opacidad en los tejidos anteriores del cristalino o vítreo.	Primer ajuste cuando la foto sale oscura en la configuración predeterminada.
5	ALTO	150%	Ojos muy oscuros o una opacidad intensa.	Se aumenta la ganancia y puede disminuir la calidad de imagen en las regiones más oscuras.



Establezca el nivel de iluminación en 1 para pacientes con glaucoma o con sospecha de glaucoma.


8. Selección del objetivo de fijación interna

Al presionar el icono, se muestran 9 círculos en la pantalla de captura (imagen 31). El objetivo de fijación interna determina qué área del ojo se centra mientras se captura la imagen. Los círculos más grandes representan la mácula (centra) y el nervio óptico (izquierda para la captura del ojo izquierdo; derecha para la captura del ojo derecho).

A medida que se capturan imágenes de distintos objetivos de fijación, mayor es el campo visual cubierto en el examen. Es recomendable ocultar los objetivos para capturar las imágenes (presione el icono nuevamente).

3.2.1.1.2.6. Imágenes capturadas

Seleccione la pestaña "IMÁGENES" en la imagen 29 para visualizar las imágenes capturadas (imagen 33).

Pulse el icono  (imagen 33) y se abrirá un cuadro de acciones (imagen 34). Seleccione para compartir imágenes, transferir manualmente a través de DICOM/FTP/SMB, para crear imágenes panorámicas, textura, estéreo y/o eliminar

varias imágenes a la vez.




Imagen 33: Imágenes capturadas durante el examen.











Imagen 34: Casillas de selección de imágenes.



Imagen 35: Pantalla para transferir imágenes vía DICOM/FTP.

1. **Compartir:** envía imágenes a plataformas externas. Mantenga presionadas las imágenes hasta que aparezca un cuadrado azul a su alrededor para seleccionarlas. Presione el icono  , luego en “Compartir” y elija cómo enviar el archivo.
2. **Transferir:** conduce a una pantalla que presenta un resumen de exámenes e imágenes para enviar, con estadísticas de éxitos y errores y la lista de servidores disponibles (imagen 35). Pulse el icono  , luego en “Transferir” (imagen 34) y luego seleccione el servidor preferido (imagen 35).
3. **Panorámica:** es un conjunto de imágenes compiladas creada a partir de la selección de dos o más objetivos de fijación. La variedad de objetivos de fijación equivale a un área de análisis más amplia. Mantenga presionada las imágenes hasta que aparezca un cuadrado azul a su alrededor para seleccionarlas. Presione el icono  y luego en “Panorámica”. Confirme la generación y espere.
4. **Textura:** genera imágenes con filtros que ayudan a identificar lesiones. Mantenga presionada las imágenes hasta que aparezca un cuadrado azul a su alrededor para seleccionarlas. Haga clic en el icono  y luego en “Textura”. Confirme la generación y espere.
5. **Estéreo:** imagen dinámica que permite una mejor visualización del nervio óptico. Mantenga presionada las imágenes hasta que aparezca un cuadrado azul a su alrededor para seleccionarlas. Pulse el icono  y luego en “Estéreo”. Confirme la generación y espere.
6. **Eliminar imágenes:** elimina de forma permanente una imagen o un conjunto de imágenes. Consulte la sección 3.2.1.1.2.8 Eliminar imágenes a través de Eyer® para eliminar una imagen ampliada. Mantenga presionada las imágenes para seleccionarlas, haga clic en el icono  , luego en “Eliminar imágenes” y luego en “Si” para confirmar.

3.2.1.1.2.6.1. Error de sincronización

En caso de que se produzca un error en la sincronización de un examen se muestra el símbolo  , como se ilustra en la imagen 36.

Pulse el icono  para verificar la causa. Lo conducirá a una pantalla como en la

imagen 37, "Estado de Sincronización", donde se muestran el servidor apuntado y los mensajes de error. Toque el mensaje en rojo y consulte los detalles de la sincronización para obtener más información (imagen 38).




Imagen 36: Error de sincronización.





Imagen 37: Estado de sincronización.

Imagen 38: Detalles de sincronización.

3.2.1.1.2.7. Análisis y edición de imágenes a través de Eyer®




Seleccione la captura de interés para analizar imágenes a través del dispositivo. Aparece una pantalla con vista ampliada como en la imagen 39. Use el icono  para editar.



Imagen 39: Captura de imagen expandida.

3.2.1.1.2.7.1. Recorte

Seleccione el icono  para recortar una imagen y elija entre una forma rectangular o elíptica, luego arrástrela hasta el área de interés (imagen 40). Finalice el recorte pulsando el icono .






Imagen 40: Edición en la pantalla de recorte.

3.2.1.1.2.7.2. Medición de imagen

Presione el icono  para medir imágenes. Hay formas rectangulares y elípticas disponibles (imagen 41). Clic en el icono  para finalizar.






Imagen 41: Pantalla de medición de imagen.

Rotación de imagen

Seleccione el icono  y arrastre la escala hacia la dirección deseada para rotar una imagen (imagen 42). Al finalizar, seleccione el icono .




Imagen 42: Pantalla de rotación de imagen.

3.2.1.1.2.7.3. Ajustes

Deslice la barra de escala con el icono ☀ para ajustar el nivel de brillo de la imagen o la del icono 🌑 para ajustar el contraste (imagen 43). Seleccione el icono ✓ cuando haya finalizado.




Imagen 43: Pantalla de ajustes de imagen.

3.2.1.1.2.8. Eliminar imágenes a través de Eyer®

Presione una imagen para expandirla (imagen 39), luego pulse el icono 🗑 y confirme. No es posible recuperar una imagen después de borrarla.

3.2.1.1.2.9. Eliminar exámenes a través de Eyer®

En la lista de exámenes del paciente (imagen 28), deslice el examen hacia la izquierda y seleccione "Eliminar" (imagen 44). Para eliminar el perfil solo de Eyer® y conservarlo en otros servidores configurados NO active la opción "Eliminar remoto" (imagen 45). Active esta opción para borrarlo de todos los servidores.




Imagen 44: Eliminar examen.




Imagen 45: Eliminación de examen de Eyer®

3.2.1.1.2.10. Creación y edición de diagnósticos a través de Eyer®


Después de capturar una imagen, en la pestaña "DATOS" (imagen 29) se habilita el campo "Diagnóstico" para adjuntar informes técnicos (imagen 46). Pulse el icono  para crear un diagnóstico.

Imagen 46: Crear diagnóstico para el examen actual.



Cuando se crea un diagnóstico, se abre la pantalla en la pestaña "DATOS" que se muestra en la imagen 47. Debe introducir, en la sección de "Hipótesis Diagnóstica", el "Patrón CIE" de la hipótesis de la enfermedad y, para enfermedades no catalogadas, utilizar el campo "Otra".



Imagen 47: Entrada de información del diagnóstico.

Al pulsar la pestaña “IMÁGENES” podrá ver que todas las imágenes aparecen seleccionadas (imagen 48). Para que una captura específica no se incluya en el reporte, presiónela hasta que el marco azul desaparezca. Repita el mismo procedimiento con las imágenes estéreo. Pulse ✓ para finalizar el reporte.



Imagen 48: Imágenes registradas para seleccionar en el reporte técnico.

El archivo del reporte se mostrará debajo del campo Diagnóstico (imagen 49), con enlaces para:

1. Enviar reporte a uno de los servidores configurados;
2. Modificar información del reporte;
3. Generar reporte y
4. Eliminar diagnóstico.



Imagen 49: Diagnóstico vinculado al examen.

Cuando se pulsa el icono  (generar reporte) se muestra la pantalla de la

imagen 50. Los iconos resaltados permiten:

1. Buscar texto en el archivo;
2. Enviar archivo, Imprimir, Informar un bug o Sobre este visualizador (imagen 51).



Imagen 50: Reporte generado por la aplicación.




Imagen 51: Opciones de archivo.

3.2.1.1.2.11. Enviar archivos por mail

Acceda a “Enviar archivo” (imagen 51) y luego elija la opción “Gmail”, independientemente del servidor de correo electrónico del usuario (imagen 52), y siga las instrucciones de la aplicación.




Imagen 52: Enviar archivos por mail.

3.2.1.1.2.12. Configuración de la impresora del dispositivo

Seleccione la opción "Imprimir" (imagen 52), elija la aplicación de impresora local (imagen 53) y siga las instrucciones. Se requiere una impresora Wi-Fi y debe estar encendida para que aparezca en la lista de impresoras disponibles.







Imagen 53: Imprimir PDF.

3.2.1.2. Exámenes

Los exámenes se pueden consultar en la sección 3.2.1.1.2.3 Exámenes o por cualquier otra forma directa, como en el icono 2 de la pantalla de inicio (imagen 19). Cuando se ingresa de forma directa, se muestra una lista de pacientes programados para la fecha actual (imagen 54) según el calendario. Haga clic en el mismo para modificar la fecha.

Los exámenes están organizados en orden cronológico de forma ascendente. El estado "Abierto" significa que el examen se creó, pero no se completó. El estado "Cerrado" indica que el examen se completó. Los iconos representan:

-  buscar paciente;
-  información de sincronización;
-  sincronizar exámenes con otro servidor.

Después de abrir el formulario de registro del paciente, el usuario accede a la pantalla que se muestra en la imagen 29. El procedimiento de operación es el mismo.




Imagen 54: Exámenes en una fecha específica.

3.2.1.3. Opciones

La opción 3 de la pantalla de inicio de la aplicación (imagen 19) se refiere al botón "Opciones". Permite visualizar información sobre la clínica, el sistema, el dispositivo y servidores (imagen 55).

El botón "tutoriales" abrirá una página, con un video explicativo y un Código QR para acceder al manual (imagen 56).




Imagen 55: etiqueta "Opciones" de funciones disponibles

← TUTORIALES




Imagen 56: Botón "Tutoriales".

3.2.1.3.1. Clínica

La opción 1 "Clínica" de la imagen 56 muestra información sobre la clínica a la que se accede (imagen 57).

← CLÍNICA



Imagen 57: Información de la Clínica.

3.2.1.3.2. Sistema

La opción 2 “Sistema” de la imagen 56 muestra opciones para visualizar logs del sistema, la configuración predeterminada, el idioma y la inteligencia artificial, así como los términos y condiciones (imagen 58).




Imagen 58: Pantalla Sistema.

3.2.1.3.2.1. Logs

La función 1 “Logs” (Registros) de la imagen 58 presenta opciones para controlar el registro, que se utiliza para diagnosticar problemas del sistema (imagen 59).

- Nivel de log (*log level*): nivel del registro interno de eventos de la aplicación;
- Nivel de log nativo (*native log level*): nivel del registro interno de examen de la aplicación;




Imagen 59: Logs del Sistema.

3.2.1.3.2.2. Configuraciones Predeterminadas


Acceda a la opción 2 de la imagen 58 para visualizar la configuración predeterminada del dispositivo. Se muestra una pantalla como la de la imagen 60. Presione el icono  para modificar los valores predeterminados (imagen 61).



Imagen 60: Configuración predeterminada del dispositivo.



Imagen 61: Modificar valores predeterminados del dispositivo.

1. **Intensidad Iluminación:** establece el nivel de iluminación de la imagen: el nivel de iluminación predeterminado para la pantalla de captura de imágenes es 3;
2. **Lateralidad:** selecciona el examen de ojo predeterminado: derecho o izquierdo;
3. **Fijación Interna:** establece el objetivo de fijación predeterminado para la captura;
4. **Libre de Rojo Automática:** cuando está habilitado, se crean exámenes libres de rojo de forma automática;
5. **Patrón Midriasis:** recomendado para pacientes que requieren dilatación de la pupila;
6. **Confirmar Datos del Paciente:** una vez habilitado, se requiere confirmación de datos para acceder al perfil del paciente;
7. **Sincronizar Exámenes en Abierto:** cuando se activa, las imágenes se sincronizan

automáticamente a medida que se realizan las capturas. Cuando se desactiva, las imágenes solo se sincronizan cuando se completa el examen;

8. **Intervalo de Sincronización:** tiempo de sincronización automático del sistema en segundos (envío y/o recepción del servidor de datos del paciente, exámenes, imágenes y reportes).
9. **Archivar información:** cuando se activa, los datos del paciente y los exámenes permanecen disponibles en el dispositivo durante el periodo de almacenamiento establecido. Después de eso, los archivos se eliminan y permanecen solo en la nube. Normalmente es posible consultar el perfil del paciente, así como visualizar y modificar exámenes.
10. **Periodo de archivo (días):** determina, en días, cuánto tiempo está disponible la información en el dispositivo.

3.2.1.3.2.3. Idioma

La opción 3 de la imagen 58 muestra dónde configurar el idioma de la aplicación **Eyer®**: portugués (Brasil), inglés (EE. UU.) y español (imagen 62).



Imagen 62: Selección del idioma del dispositivo.

3.2.1.3.2.4. Términos y Condiciones de Uso

Los Términos de Uso y la Política de Privacidad se muestran al usuario en su primer acceso al dispositivo para su autorización y aceptación, inciso 3.2.1 Pantalla de acceso e inicio de sesión del dispositivo (imagen 15). Para acceder nuevamente, seleccione la opción 5 “Términos y Condiciones” de la imagen 58 y se mostrarán los términos de uso. Pulse en “Política de Privacidad” (imagen 64) para visualizarla.




Imagen 63: Términos de Uso.




Imagen 64: Política de Privacidad.

3.2.1.3.3. Dispositivo

La opción 3 “Dispositivo” de la imagen 56 contiene información sobre el dispositivo. Al acceder, se observan 3 opciones disponibles: Calibración, Sobre, Manual de Usuario (imagen 65).




Imagen 65: Información técnica sobre el dispositivo.

3.2.1.3.3.1. Calibración

Seleccione la opción 1 “Calibración” en la imagen 65 para acceder a la pantalla de la imagen 66.

- Apunte el dispositivo hacia una superficie homogénea e iluminada.
- Accione el botón “Iniciar” en la imagen 66 y espere que el dispositivo realice los ajustes técnicos.

Observación: si la imagen de la cámara no está centrada simétricamente deberá ajustarla manualmente.


- Utilice los iconos en la parte superior de la pantalla (zoom y orientación).
- Finalice el procedimiento a través del icono .



Imagen 66: Pantalla de calibración del dispositivo móvil.

3.2.1.3.3.2. Sobre

← SOBRE

Acceda a la información del dispositivo a través de la pantalla que se muestra en la imagen 65, opción 2. El usuario será dirigido a la pantalla de la imagen 67, la cual contiene:

1. Versión del Software: información sobre la versión de la aplicación en funcionamiento;
2. Versión del Firmware: versión de software en el marco del dispositivo;
3. Número de Serie: número de serie individual e intransferible;
4. Número del dispositivo: número de identificación del dispositivo.

VERSIÓN DEL SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0	1
VERSIÓN DEL FIRMWARE 0 0 0 0 0 0 0 0	2
NÚMERO DE SERIE 0 0 0 0 0 0 0 0	3
NÚMERO DEL DISPOSITIVO 0	4

Imagen 67: Información del dispositivo.

3.2.1.3.3.3. Manual de Usuario

Acceda al manual de usuario a través de la aplicación “Manual Eyer” sección 3 (imagen 11) o de la opción 3 “Manual” de la imagen 65.

3.2.1.3.4. Servidores

La opción 4 “Servidores” da acceso a los servidores disponibles (imagen 68). EyerCloud es el servidor de gestión, por tal motivo es el único servidor que no se puede modificar y se utiliza solo para el manejo de información de clínicas, usuarios y dispositivos.


Seleccione el botón  en la imagen 68 para agregar un nuevo servidor. Seleccione el tipo de servidor a sincronizar (imagen 69) y complete la información como se describe en el apartado 3.2.1.3.4.1 Configuración Común de Servidores.



Imagen 68: Lista de servidores.




Imagen 69: Opciones para crear servidores.

3.2.1.3.4.1. Configuración Común de Servidores

Cualquier tipo de servidor la siguiente información determinante (imagen 70):

1. **Acción:** Define el comportamiento de la acción del servidor (imagen 71):
 - a. **Primario:** Servidor principal de comunicaciones, toda la información se sincronizará de forma obligatoria con este servidor;
 - b. **Espejado:** Toda la información generada en el dispositivo se sincronizará con todos los servidores espejos, además del servidor principal;
 - c. **Contingencia:** Se ejecuta solo en casa de falla del servidor principal;
 - d. **Manual:** Permanece disponible para enviar datos. Se ejecuta únicamente cuando se selecciona manualmente;
 - e. **Desactivado:** El servidor está desactivado;
 - f. **De Gestión:** Servidor base de Comunicaciones (EyerCloud). No se puede eliminar.
2. **Nombre:** ID del servidor, que no necesita ser único.

- 3. Clave:** Se genera automáticamente basado en el nombre del servidor. Debe ser única y constar de tres caracteres (de la A a la Z, mayúsculas y/o minúsculas) y tres números (del 0 al 9).

Imagen 70: Configuración Común del Servidor.

Imagen 71: Opciones de Acción de Sincronización.

3.2.1.3.4.2. Configuración de servidores DICOM

Agregue información del servidor para el almacenamiento de exámenes (*Archive AE*) o información del servidor para listas de trabajo (imagen 72) para usar servidores DICOM.

1. **Título AE:** identificación de la aplicación en el sistema
2. **AET:** Identificador del servidor;
3. **IP:** Dirección IP del servidor;
4. **Port:** Puerto del servidor;
5. **Modalidad:** solo se usa en el contexto de la lista de trabajo, representa el tipo de archivo DICOM.

Imagen 72: Configuración de un servidor DICOM.

3.2.1.3.4.3. Configuración de servidores FTP

Complete la información que se muestra en la imagen 73 para utilizar servidores FTP

1. Dirección del Servidor;
2. Puerto del Servidor;
3. Usuario;
4. Contraseña;
5. Formato de archivo a transferir (DCM o JPG).

Imagen 73: Configuración de un servidor FTP.

3.2.1.3.4.4. Configuración de servidores SMB/CIFS

Complete la información que se muestra en la imagen 74 para utilizar servidores SMB/CIFS

1. Dirección del Servidor
2. Nombre de la Carpeta Compartida
3. Dominio
4. Cuando se activa, la transferencia utilizará la autenticación
5. Usuario
6. Contraseña
7. Formato de archivo a transferir (DCM o JPG).

Imagen 74: Configuración del servidor SMB/CIFS.

3.2.1.3.4.5. Información del archivo DICOM

Cada examen **Eyer**® se puede convertir al estándar DICOM, generando un archivo con extensión .dcm. Se deben completar diversos campos para utilizar el estándar DICOM, como las ETIQUETAS que siguen a continuación:

- **PatientID** (ID del Paciente) → Construido a partir del número de historia clínica de la clínica, con un prefijo definido en el campo “Prefijo DICOM” en la pantalla de los sistemas **Eyer**®.
Por ejemplo, para una clínica registrada con un registro médico CNS, se creará un archivo DICOM con la forma “phelcom_cnsPaciente”.
- **PatientComments** (Observaciones del Paciente) → Posee un formato JSON con la anamnesis del paciente y la información de dioptrías.

Por ejemplo:

```
{
  "anamnesis": {
    "hipertensión":true,
    "fumador":true,
    "glaucoma":true,
```


```

        "cataratas":true
    },
    "dioptría":{
        "derecha":{
            "esférica":"-3.25",
            "cilíndrica":"-0.75",
            "eje": "90"
        },
        "izquierda":{
            "esférica":"-3.25",
            "cilíndrica":"-0.75",
            "eje": "90"
        }
    },
    "email":"contacto@email.com.br"
}

```

- **PatientSex** (Sexo del Paciente) → Siempre en el formato M (masculino), F (femenino) u O (otros).
- **PatientBirthDate** → Fecha de Nacimiento del Paciente (YYYYMMDD)
- **PupilDilated** → Pupila Dilatada: "SI" o "NO"
- **ImageLaterality** → Lateralidad del examen: "R" (derecho) o "L" (izquierdo)
- **Manufacturer** (Fabricante) → Valor fijo "Phelcom Technologies"
- **ManufacturerModelName** (Nombre del Modelo del Fabricante) → Valor fijo "Eyer"
- **deviceSerialNumber** → Número de serie del dispositivo utilizado en el examen
- **SoftwareVersions** → Número de versión del software utilizado en el examen
- **InstitutionName** → Nombre de la clínica
- **SeriesDescription** → Tipo de examen (a color, libre de rojo, textura, estéreo o panorámico)
- **SeriesDate** → Fecha de captura (YYYYMMDD)
- **SeriesTime** → Hora de captura (HHmmss)
- **SeriesNumber** → Número secuencial de examen
- **Modality** (Modalidad) → Valor fijo "OP" (Fotografía Oftálmica)
- **StudyID** → Identificación del Estudio (YYYYMMDDHHmmss)

3.2.2. Procedimiento de apagado

Después de que el operador realiza los exámenes, debe finalizar la operación presionando el botón  y confirmar seleccionando "SI".




Imagen 75 – Finalizar la operación.

La Aplicación ingresará a la pantalla de inicio y se recomienda, para periodos cortos entre exámenes, dejar el equipo en suspensión, presionando rápidamente el botón lateral del smartphone en la pantalla de reinicio.

Para periodos prolongados sin la realización de exámenes, se recomienda apagar el smartphone presionando el botón lateral derecho del mismo durante unos segundos y confirmando el apagado.




Imagen 76 – Apagar el equipo.

4. Realización de exámenes

4.1. Segmento posterior

Con el conocimiento sobre el manejo de los sistemas integrados **Eyer®**, acceda a la pantalla de captura de imágenes (imagen 30), y luego siga los pasos a continuación para capturar imágenes.

- Ajuste los parámetros del dispositivo de acuerdo con la sección 3.2.1.1.2.5 Pantalla de captura de imágenes;
- Ubíquese delante del paciente;
- Mantenga el dispositivo en forma perpendicular al paciente;
- Sostenga el cuerpo óptico con las puntas de los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Los demás dedos descansan sobre la cabeza del paciente hasta completar la captura;
- Sostenga el sistema **Eyer®** con la mano derecha;
- Pida al paciente que abra bien ambos ojos y se cubra el ojo que no se va a examinar con la mano ahuecada;
- Solicite al paciente que mire fijamente la luz roja del dispositivo;
- Acerque suavemente el dispositivo a la región ocular del paciente para que la tapa ocular quede bien conectada y la imagen sea homogénea, hasta que cubra el círculo por completo (imagen 75);
- La mano izquierda mueve el dispositivo mientras que la mano derecha solo captura imágenes.
- Si la imagen de la retina se vuelve oscura, aleje el dispositivo y repita el procedimiento.
- Proceda a la captura de imágenes.



Imagen 77: Posicionamiento del dispositivo para la captura de imágenes de la retina.

La imagen capturada se muestra durante unos segundos (imagen 78) y luego se almacena inmediatamente en la galería, habilitando la pantalla de capturas para tomar nuevas fotografías.




Imagen 78: Ejemplo de una captura del segmento posterior.



Como el examen emite un destello de luz directamente en el ojo del paciente, puede causar algunas molestias y visión ligeramente borrosa y oscurecida durante unos segundos. Se recomienda advertir al paciente sobre esto.



No existen contraindicaciones conocidas para realizar un examen de fondo de ojo con Eyer. Sin embargo, el operador debe evaluar si la piel del contorno de los ojos que entra en contacto con el equipo está intacta y limpia. También es necesario evaluar si las posibles condiciones fisiológicas específicas del paciente no empeorarán con las ligeras molestias que implican el examen, de modo que sea justificable ante los beneficios.

4.2. Segmento anterior

Acceda a la pantalla de captura (imagen 32), y luego siga los pasos a continuación para capturar las imágenes (imagen 79).

- Ubíquese delante del paciente;
- Seleccione "Anterior" en la pantalla de captura, sección 3.2.1.1.2.5 Pantalla de captura de imágenes, icono 3;
- Seleccione el ojo a examinar, izquierdo o derecho, icono 1;
- Mantenga el dispositivo en forma perpendicular al paciente;
- Sostenga el cuerpo óptico con las puntas de los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Los demás dedos descansan sobre la cabeza del paciente hasta completar la captura;
- Sostenga el sistema **Eyer**[®] con la mano derecha;
- Pida al paciente que abra bien ambos ojos y se cubra el ojo que no se va a examinar con la mano ahuecada;
- Ubique el iris en el centro del círculo que se muestra en la precaptura;
- Realice la captura.




Imagen 79: Captura de imagen del segmento anterior.

5. Mantenimiento, manipulación y desinfección



Lea este manual detenidamente para llevar a cabo el mantenimiento y limpiar correctamente el sistema Eyer. No se recomiendan productos químicos corrosivos ni abrasivos.

- No limpie el dispositivo cuando se encuentra en su base accesoria;
- Limpie y desinfecte el dispositivo pasando un paño humedecido en alcohol etílico al 70%, luego utilice un paño seco o espere hasta que se evapore el alcohol. Se aplica el mismo procedimiento para la tapa ocular;
- Limpie los lentes quitando suavemente el polvo u otra suciedad con un paño de microfibra, ya sea seco o ligeramente humedecido en acetona.



No limpie las partes eléctricas ni los conectores.
No permita que se filtren líquidos por los orificios, ya que puede dañar el dispositivo de forma permanente.

No es posible que usuario u operador realice el mantenimiento de este dispositivo. El fabricante recomienda inspecciones periódicas de mantenimiento preventivo realizadas por **Phelcom**. La inspección debe realizarse todos los años para ayudar a detectar posibles daños, reforzar la seguridad del dispositivo y prolongar su vida útil.

No existen partes intercambiables en el dispositivo.



Utilice únicamente soporte técnico autorizado o soporte de Phelcom.

6. Embalaje, almacenamiento, transporte, selección del sitio, condiciones de funcionamiento y ambientales

Considere las siguientes instrucciones:

- Utilice el embalaje original o un estuche adecuado para transportar y almacenar el dispositivo. Siga siempre sus señalizaciones. Evite mantenerlo en ambientes con excesiva humedad o variedad de temperatura, incluso si se encuentra dentro su empaque;
- Cumpla con las etiquetas de seguridad adheridas al embalaje del dispositivo;
- Evite los impactos (golpes, caídas, etc.) que puedan causar daños mecánicos, ópticos y/o electrónicos, ocasionando la pérdida de la calibración realizada por **Phelcom**;
- Las ubicaciones de almacenamiento, transporte y funcionamiento deben tener condiciones ambientales controladas. La temperatura debe estar entre los 5°C (41°F) y 40°C (104°F). La humedad relativa máxima es del 75% y la presión atmosférica entre 800hPa y 1060hPa.
- No exponga el dispositivo a los rayos directos del sol durante más de 5 minutos;
- Mantenga siempre limpio tanto el dispositivo como su zona circundante.

7. Accesorios y partes complementarias

Las siguientes partes y accesorios ilustrados en la imagen 80 componen el dispositivo:



Imagen 80: Partes complementarias.

7.1. Partes complementarias

1. Retinógrafo Portátil Eyer;
2. Manual de Usuario **Eyer**[®];

7.2. Accesorios

3. Maletín de embalaje y transporte;
4. Tapa protectora de la lente;
5. Dos tapas oculares;
6. Base accesorio (estación de carga);
7. Cargador y cable USB;
8. Franela de microfibra;
9. Llave Allen de 1,5mm.

8. Eliminación

Luego limpiarlo de forma habitual como se describe en la sección 5. Mantenimiento, manipulación y desinfección, el dispositivo no presenta ningún riesgo adicional por ser un dispositivo médico. A los efectos de su eliminación, puede considerarse un simple dispositivo eléctrico.

La eliminación del dispositivo o de sus partes debe seguir las normativas ambientales, según la directiva 2002/96/CE, a través de empresas de reciclaje o eliminación de residuos sólidos con licencia en el país en el que se opera.

No es necesario remitir a la fábrica sobre la eliminación del dispositivo o de sus partes. Consulte al proveedor local autorizado de **Phelcom** antes de desecharlo. Los usuarios son responsables por la eliminación del dispositivo **Eyer**[®] y las partes usadas después de su vida útil y deben respetar las leyes locales vigentes. No deseche el producto o sus partes junto a los residuos domésticos comunes.

Verifique constantemente todos los componentes del dispositivo en busca de riesgos para el medio ambiente, el equipo de trabajo y para el público. Verifique también que la eliminación se realice de forma segura, de acuerdo con los protocolos locales.

Mientras no esté en funcionamiento, el dispositivo **Eyer**[®] debe protegerse contra el uso involuntario no calificado.

El embalaje es reciclable y está conformado aproximadamente por 250g de cartón y 50g de plástico (imagen 81 e imagen 82).



Imagen 81: Eliminación del dispositivo y sus partes.



Imagen 82: Eliminación del embalaje.

9. Cables y conexiones

9.1. Cables

Este dispositivo no posee cables, ya que utiliza la batería del smartphone. Utilice el cable original del smartphone para realizar la carga.

9.2. Conexiones

Existen dos posibles conexiones de carga:

- **Mediante el Smartphone:** Enchufe un cargador conectado a la red eléctrica (imagen 83) en el puerto USB-C del dispositivo **Eyer®** (imagen 84).
- **Mediante Base Accesorio:** Coloque el cable de alimentación en la parte inferior de la base accesoria (imagen 85) y conecte el dispositivo **Eyer®** para cargar la batería (imagen 86).




Imagen 83: Dispositivo **Eyer®** conectado al cargador.




Imagen 84: vista trasera del dispositivo **Eyer®**.



Imagen 85: Cable de carga conectado en la parte inferior de la base accesoria.



Imagen 86: Dispositivo **Eyer**® colocado para la carga mediante la base accesoria.

Mientras se carga la batería, el aislamiento de la red eléctrica es debido al cargador del smartphone. Utilice siempre el cargador original en buenas condiciones.



Evite tocar al paciente o los contactos eléctricos durante los procedimientos que dejan expuestos los mismos, como cambiar el accesorio de carga o un eventual reemplazo del smartphone.

El uso de accesorios, transductores y cables que no estén especificados en este manual puede aumentar las emisiones electromagnéticas y reducir la inmunidad electromagnética.

10. Información técnica

10.1. Características ópticas

Phelcom Eyer® cumple con todos los requisitos de las normas ANSI Z80.36-2016, ISO 10940:2009, ISO 15004-1 e ISO 15004-2 y está clasificado como una cámara de fondo de ojo de Grupo 1. Esto significa que el paciente no está expuesto a ningún riesgo relacionado con la luz que emite el dispositivo durante la obtención de imágenes de la retina. Las características ópticas del Phelcom Eyer® se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2 – Características ópticas del Phelcom Eyer®.

Funcionamiento no midriático	Eyer® utiliza iluminación infrarroja cercana centrada en 850nm en el modo de vista previa, lo que permite obtener imágenes de la retina sin el uso de gotas oftálmicas para dilatar la pupila. El diámetro de la pupila mínimo para realizar exámenes es de 3mm.
Campo de visión instantáneo (FOV)	45°
Rango de compensación de dioptrías del paciente	- 20 D a +20 D con enfoque automático o manual
Puntos de fijación interna	11 puntos para ayudar al registro de imágenes de la retina periféricas y centradas en la mácula
Exámenes	Retinografía a color, retinografía libre de rojo e imágenes del segmento anterior
Resolución	Resolución de la cámara 12 MP Resolución de imagen 1600 x 1600 pixeles

El Gráfico 1 muestra una curva que representa el espectro de emisión del Eyer® para imágenes de la retina y del segmento anterior y el Gráfico 2 muestra una curva sobre el espectro de emisión del Eyer® en el modo de vista previa.




Gráfico 1: Espectro de emisión del **Eyer®** para imágenes de la retina y del segmento anterior.




Gráfico 2: Espectro de emisión del **Eyer®** en el modo de vista previa.

10.2. Características eléctricas

El dispositivo cuenta con un bloqueo por software que impide los procedimientos de exámenes durante la carga del mismo, previniendo la exposición del paciente a cualquier riesgo relacionado con la energía procedente de la red eléctrica. La Tabla 3 presenta información sobre el dispositivo y sus clasificaciones.

Tabla 3: Especificaciones del dispositivo móvil Eyer®

Protección contra descargas eléctricas	Equipo de Clase 2
Grado de protección contra descargas eléctricas	Equipo tipo BF
Grado de protección contra la penetración del agua	Consola: Desprotegida (IPX0)
Métodos de Esterilización o Desinfección	Esterilización: no aplica Desinfección: use un paño limpio humedecido con agua y detergente suave
Grado de seguridad de la aplicación en presencia de mezcla anestésica inflamable	No apto para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso
Modo de operación	Dispositivo para funcionamiento continuo con carga intermitente
Tensión de Alimentación	5Vcc (suministrada por el smartphone)
Consumo	Consumo en reposo: 0,15W Consumo en operación: 2W
Corriente máxima	500 mA
Frecuencia	0Hz (corriente continua)
Dimensiones (alto x ancho x largo)	185mm X 85mm X 160mm
Peso	600g
Modelo	Retinógrafo Portátil Eyer Modelo: NM-TOP
Software/Aplicación	Eyer®

11. Precauciones



Phelcom no se hace responsable si el dispositivo fuera desarmado y/o modificado por personas no autorizadas. No se permite ninguna modificación para este dispositivo.

En caso de que el dispositivo se utilice de forma diferente a la especificada en este Manual de Usuario, la garantía quedará anulada automáticamente. Lea cuidadosamente las condiciones de uso. En caso de dudas, contáctese con nuestro Soporte Técnico.

Póngase en contacto con nuestro Soporte Técnico en caso de accidente o cualquier comportamiento anormal. Siga siempre los protocolos médicos autorizados y las leyes vigentes.


El uso del dispositivo no perjudica al medio ambiente, sin embargo, su eliminación debe seguir las disposiciones de la sección 8. Eliminación.

Apague siempre el dispositivo por software cuando no lo utilice, para evitar un consumo excesivo de energía.

Ha adquirido un dispositivo de alta tecnología fabricado por una empresa brasileña. Eso significa que puede acceder a nuestro servicio post venta a través de los contactos ubicados en la última página de esta Guía.

12. Guía de solución de problemas

Este capítulo presenta algunas cuestiones o problemas operativos que el dispositivo puede presentar en su uso. El usuario puede consultar las especificaciones técnicas en la Tabla 4 que le servirán para corregir problemas más simples o facilitarán el contacto con el soporte técnico de **Phelcom**.



Si el problema listado persiste incluso después de intentar resolverlo como se indica, se recomienda ponerse en contacto con el servicio técnico.

Tabla 4: Especificaciones técnicas para problemas operativos

PROBLEMA	SOLUCIÓN POSIBLE
El equipo no enciende	<p>Verifique si el smartphone está encendido.</p> <p>Compruebe que la batería del smartphone tenga carga suficiente.</p> <p>Verifique que el smartphone esté conectado al equipo.</p>
El funcionamiento del equipo se detiene	<p>Si el equipo se apaga de manera aleatoria durante el funcionamiento, primero compruebe que el smartphone se encuentra conectado al cuerpo del equipo.</p>
El smartphone no se ajusta perfectamente al equipo	<p>Asegúrese de que el smartphone sea el mismo enviado por Phelcom.</p>
El smartphone no carga en la base accesoria	<p>Verifique si la base accesoria está conectada al cargador del smartphone.</p> <p>Asegúrese de usar el adaptador para cargar.</p> <p>Compruebe la conexión entre el</p>

	smartphone y la base accesoría.
Las imágenes del examen son de baja calidad	<p>Asegúrese de que el smartphone sea el mismo enviado por Phelcom.</p> <p>Asegúrese de que la iluminación sobre el ojo se utilice correctamente y esté dirigida al ojo examinado del paciente.</p> <p>Lea cuidadosamente este Manual de Usuario y siga las instrucciones y recomendaciones sugeridas.</p>
La aplicación no funciona	<p>Compruebe que haya seleccionado la aplicación Eyer correcta, en su versión actualizada.</p> <p>Vuelva a instalar la aplicación Eyer.</p>
El usuario olvidó la contraseña	<p>Presione "Olvidé mi contraseña" para generar una nueva contraseña. Se enviará un mensaje de correo electrónico para cambiarla, y luego se reestablecerá el acceso.</p>

13. Normas de Seguridad Electromagnética

Los clientes o usuarios de Eyer® deben asegurarse de que el dispositivo se utilice en un entorno de acuerdo con las especificaciones de esta guía, siguiendo las descripciones para su adecuación a las normas de emisión e inmunidad electromagnética.

13.1. Declaración y Directrices del Proveedor – Emisiones Electromagnéticas

La Tabla 5 presenta información sobre el entorno electromagnético destinado al uso del dispositivo Eyer®.

Tabla 5: Información sobre el cumplimiento de los requisitos de inmunidad electromagnética basada en la Tabla 1 de la norma IEC 60601-1-2, 2014.

ENSAYO DE INMUNIDAD	CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTIVA
Emisiones de RF según IEC CISPR 11.	Grupo 1	Eyer utiliza energía de RF solo en sus funciones internas. Por lo tanto, sus emisiones de RF son demasiado bajas y es poco probable que causen interferencia en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF	Clase A	Eyer es adecuado para su uso en todas las instalaciones, incluidas las viviendas. Esta característica se debe a que utiliza el smartphone como fuente de alimentación. Por lo tanto, no necesita de una conexión a la red eléctrica de baja tensión.
Emisiones de armónicos según IEC 61000-3-2	Cumple	
Emisiones debido a fluctuaciones de tensión (flickering) según IEC 61000-3-3	Cumple	

13.2. Declaración y Directrices del Proveedor – Inmunidad Electromagnética

El usuario de Eyer® debe asegurarse de utilizarlo en un entorno electromagnético como se especifica en las tablas 6 y 7.

Tabla 6: Información sobre requisitos de conformidad e inmunidad electromagnética para dispositivos que no tienen función de Soporte Vital, basada en la Tabla 2 de la norma IEC 60601-1-2, 2014.

ENSAYO DE INMUNIDAD	NIVEL DE ENSAYO SEGÚN IEC 60601	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTIVA
Descarga Electroestática (ESD) según IEC 61000-4-2	± 8 kV por contacto ± 2, 4, 8 y 15 kV por aire	Cumple	Los pisos deben ser de madera, hormigón o cerámica. Si el piso está cubierto de material sintético, la humedad relativa debe ser menor al 30%
Transitorios eléctricos rápidos / en ráfagas según IEC 61000-4-4	± 2Kv, 100kHz.	Cumple	La parte (smartphone) se utiliza para alimentar el equipo.
Sobretensiones según IEC 61000-4-5	± 0,5 y 1 kV	Cumple	La parte (smartphone) se utiliza para alimentar el equipo.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación según IEC 61000-4-11	100% 0,5 ciclos 100% 1 ciclo 30% 30 ciclos 100% 300 ciclos	Cumple	La parte (smartphone) se utiliza para alimentar el equipo.
Campo electromagnético en frecuencia industrial (50/60 Hz) según IEC 61000-4-8	3 A/m	Cumple	La fuente de alimentación del dispositivo es de corriente continua, situación en la que se realizó el ensayo. No hay restricciones ambientales.

NOTA: Ut es la tensión de alimentación de CA antes de aplicar el nivel de ensayo.

Tabla 7: Recomendaciones de distancias de separación entre el dispositivo y las fuentes de emisión de RF basadas en la Tabla 4 de la norma IEC 60601-1-2, 2014.

ENSAYO DE INMUNIDAD	NIVEL DE ENSAYO SEGÚN IEC 60601	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - DIRECTIVA
RF conducida según IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 KHz a 80 MHz	3 V	Los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles no deben utilizarse cerca de ninguna parte de Eyer, incluido los cables, a una distancia de separación menor a la recomendada, la cual se calcula a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
RF radiada según IEC 61000-4-3	3 V/m 880 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	<p>Distancia de separación recomendada:</p> <p>$D = 1,2 \sqrt{P}$ (80 MHz a 800MHz)</p> <p>$D = 2,3 \sqrt{P}$ (800 MHz a 2,5 GHz)</p> <p>Donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en vatios, según el fabricante del transmisor, y D es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Se recomienda que la intensidad de campo establecida por un transmisor de RF, según lo determine la inspección electromagnética local, sea inferior al nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia^a. Pueden producirse interferencias alrededor del equipo marcado con el siguiente símbolo^b: </p>

NOTA 1 – entre 80 MHz y 800 MHz se aplica la frecuencia más alta.

NOTA 2 – Es posible que estas directivas no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

^a las intensidades de campo establecidas por transmisores fijos, como estaciones de radio, teléfonos (celulares, teléfonos inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, transmisión de radio AM y FM y transmisiones de televisión, no se pueden predecir teóricamente con precisión. Se recomienda realizar una inspección electromagnética local para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos. Si la medición de la intensidad de campo donde se utiliza el **Eyer** excede el nivel de cumplimiento anterior, **Eyer** debe ser observado para verificar que funcione con normalidad. Si se observa un funcionamiento fuera de lo normal, quizás puedan necesitarse procedimientos adicionales, como la reorientación o reubicación del dispositivo **Eyer**.

^b La intensidad del campo debe ser inferior a 3V/m para frecuencias entre 150 KHz y 80 MHz.

13.3. Distancias de separación mínimas recomendadas entre equipos móviles de comunicación por RF y el dispositivo Eyer®

Eyer® fue diseñado para su uso en un entorno electromagnético donde las perturbaciones por RF radiada están controladas. Los clientes o usuarios de **Eyer®** pueden ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos portátiles o móviles de comunicación por RF (transmisores) y **Eyer®**, como se recomienda en la Tabla 8, en función de la tensión de salida máxima del dispositivo de comunicación.

Tabla 8: Recomendaciones de distancia de separación de los equipos portátiles y móviles y fuentes de emisión de, basadas en la Tabla 6 - IEC 60601-1-2, 2014.

Tensión de salida máxima del transmisor (W)	DISTANCIA DE SEPARACIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DEL TRANSMISOR (m)		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para los transmisores con potencia de salida nominal máxima que no se mencionan anteriormente, la distancia de separación recomendada (en metros [m]) se puede calcular a través de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.

NOTA 1 – De 80 MHz a 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la frecuencia más alta.

NOTA 2 – Es posible que estas directivas no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

NOTA 3 – Los equipos portátiles y móviles de comunicación por RF pueden afectar a Eyer®.



Los equipos que emiten señales de RF pueden afectar al dispositivo Eyer en el entorno en el que está instalado. Eyer no se debe utilizar de forma adyacente, apilado o sobre otro equipo.

13.4. Interferencia de Radiofrecuencia

Eyer® es conforme con la normativa EN 60601-1-2, siguiendo todos los requisitos aplicables en materia de compatibilidad electromagnética, siempre que se cumplan las limitaciones ambientales locales.

14. Biocompatibilidad

Phelcom afirma que el material utilizado en la parte aplicada al paciente (*Eyecap*) del dispositivo **Eyer**[®] está certificado por la norma ISO 10993-1 – Evaluación biológica de productos sanitarios, por lo que no presenta ningún riesgo en cuanto a su uso.

El accesorio Eyecap es fabricado por Phelcom Technologies, y tiene una fecha de caducidad de 5 años.

Para obtener más información, póngase en contacto:

Phelcom Technologies

Rua José Missali, 820, Parque Santa Felícia
São Carlos/SP - Brasil - Código Postal: 13.562-405
Tel: +55 (16) 3413-3088
suporte@phelcom.com.br

15. Glosario y símbolos

Esta sección presenta todos los símbolos relacionados con la seguridad del dispositivo y sus significados (Tabla 9), así como las etiquetas en su embalaje protector.

Tabla 9: **Etiquetas, señalizaciones y símbolos.**

SEÑALIZACIÓN	SIGNIFICADO	SEÑALIZACIÓN	SIGNIFICADO
	Frágil; tratar con cuidado		Manual del Operador
	Mantener alejado de la lluvia		Equipo Clase II
	Fabricante		Corriente Continua
	Mantener alejado de la luz solar		Tierra; Masa

	<p>Límite de Temperatura</p>		<p>Reciclaje de Materiales</p>
	<p>Parte Aplicada al Paciente Tipo BF</p>		<p>Eliminación de residuos eléctricos y electrónicos</p>
	<p>Señal de Advertencia General</p>		<p>La ley federal restringe este dispositivo para la venta sólo por orden de médicos o profesionales de la salud matriculados</p>

16. Período de Garantía

El período de garantía es de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de emisión de la factura.

La cobertura de la garantía se limita a defectos de fabricación de los sistemas y componentes de este dispositivo, debidamente probados por un representante acreditado de **Phelcom**.

En el caso de requerir soporte técnico y mantenimiento, todos los gastos de envío, transporte y almacenamiento corren por parte del comprador. Durante el período de garantía del dispositivo, los envíos deben realizarse en su embalaje original, a riesgo de anulación de la garantía.

Esta garantía se cancelará automáticamente en caso de que el dispositivo se haya utilizado de forma diferente a la recomendada en este Manual de Usuario. La garantía también se cancela en caso de caída accidental, apertura o desarmado de la carcasa.

Phelcom no se responsabiliza por daños personales, lesiones o heridas que resulten del mal uso del dispositivo.

La responsabilidad legal **Phelcom** en relación con este dispositivo y su uso se limita al valor de compra pagado por el Cliente.

En caso de que la relación comercial con **Phelcom** no sea un contrato de compraventa, los términos de garantía y responsabilidad aplicables se definirán obligatoriamente en un acuerdo específico.



Cámara de Fondo de Ojo - GMDN: 10551

Phelcom Technologies

Rua José Missali, 820, Parque Santa Felícia
São Carlos/SP - Brasil - Código Postal: 13.562-405
Tel: +55 (16) 3413-3088
suporte@phelcom.com.br

PHELCOM EYER – MANUAL DE USUARIO – REVISIÓN 1

12/05/2022



P H E L C O M